

<b>BLODPRØVER &amp; LAB</b>	LAB-nummer	Deltager-ID (påføres)
-----------------------------	------------	-----------------------

**Dato:** (dag/mnd/år)     /     /

**BLODPRØVETAKING**

**Klokkeslett:** (tt/mm) \_\_\_ \_\_\_ / \_\_\_ \_\_\_

**Signatur** prøvetaking:

**Primærrør; dersom avvik beskriv.** *Se egen prosedyre for prøvetaking og videre håndtering*

Rekkefølge prøvetaking	Forventet primærrør (sett kryss)	Videre behandling	Evt. avvik beskrives:
1. Fullblod	<input type="checkbox"/> 1x 4 ml	Direkte til overføringsglass	
2. Serum (SST)	<input type="checkbox"/> 3x10 ml	Sentrifugeres	
3. EDTA (lilla)	<input type="checkbox"/> 1x4 ml (halvfullt)	Til Hb, HbA1c microkyvette	

**LAB resultat Hb og HbA1c**

<b>HbA1c</b>	_____ % Instrument nr.: _____	<input type="checkbox"/> <b>Avvik HbA1c</b> 6,2-11,9 %	<input type="checkbox"/> <b>Avvik HbA1c</b> høy ≥ 12,0 %	<input type="checkbox"/> <b>Brev deltager</b>
<b>Hb</b>	1. _____ g/dl	<input type="checkbox"/> <b>Avvik Hb høy</b>	Kvinner >17,5 g/dl Menn > 18,5 g/dl	<input type="checkbox"/> <b>Brev deltager</b>
	2. _____ g/dl	<input type="checkbox"/> <b>Avvik Hb lav</b>	Kvinner <9,0 g/dl Menn <10 g/dl	
	Mean: 3. _____ g/dl	<input type="checkbox"/> <b>Avvik Hb lav</b> alarmerende ≤8	<input type="checkbox"/> <b>Henvist lege</b> <input type="checkbox"/> <b>Brev deltager</b>	

**TILBAKEMELDING på egne prøvesvar**

Ønsker ikke tilbakemelding

Fått tilbakemelding

**LAB håndtering blodprøver**

<p><b>Klokkeslett</b> for sentrifugering: (tt/mm) ___ ___ / ___ ___</p>	<p><b>Signatur lab:</b></p>
<p><b>Klokkeslett</b> for innfrys: (tt/mm) ___ ___ / ___ ___</p>	

**Utbytte; dersom avvik beskriv:**

Materiale	Forventet primærrør	Forventet utbytte (sett kryss)	Utbytte avvik; beskriv
Fullblod	1x 4 ml	<input type="checkbox"/> 2 x 2 ml blank	
Serum (SST)	3x10 ml	<input type="checkbox"/> <2ml gul (fyll opp til rillekant)	
		<input type="checkbox"/> 1x2 ml grønn	
		<input type="checkbox"/> 1x1 ml rød	
		<input type="checkbox"/> 1x2 ml blå	
		<input type="checkbox"/> 1x2 ml blank	
		<input type="checkbox"/> CLOT	
EDTA	1x4 ml	Microkyvette	

**Kommentarer:**

- Utbyttet fryses ned samlet for hver deltager i en liten lab-pose
- Følgeskriv legges i egen kasse